



SWISS optio clean low Vac Vakuumregler



Vakuumregler -900 mbar, Steckachse



Vakuumregler -85 mbar, Klemmschiene

Auf einen Blick

- Vakuumregler einstellbar
- Stufenlose Regulierung des Vakuums
- Mit integriertem Absperrventil
- Einsatz im Klinikbereich und im Spital
- Anschlussmöglichkeit für Schlauch oder Sekretbehälter

Technische Daten

Gasart:	Vac	
Eingang:	DIN, Medap G, CM, NIST	
Ausgang:	M 12×1	
Flowstufen:	Standard	Vakuumregler 900: 65 l/min bei -900 mbar
	Pädiatrie	Vakuumregler 450: 60 l/min bei -450 mbar
	Neonatologie	Vakuumregler 85: 52 l/min bei -85 mbar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C	
Regulatorischer Status:	93/42/EWG	
CE-Kennzeichnung:	SQS1250	
Material:	Körper Messing, Aussenteile satiniert	
Dichtmaterial:	CU, PA, FKM, EPDM, NBR	
Abmessungen:	B×H×T: 74×116×135 mm	
Gewicht:	950 g	

Lieferprogramm

Gasart	Eingang	Vakuumleistung	Flow	Material-Nr.
Vac	DIN	0 bis -85 mbar	52 l/min	930005181
Vac	Medap G	0 bis -85 mbar	52 l/min	930005182
Vac	CM	0 bis -85 mbar	52 l/min	930005183
Vac	Klemmschienenhalter 20-40	0 bis -85 mbar	52 l/min	930019393
Vac	Klemmschienenhalter 30-50	0 bis -85 mbar	52 l/min	930005180
Vac	DIN	0 bis -450 mbar	60 l/min	930005168
Vac	Medap G	0 bis -450 mbar	60 l/min	930005169
Vac	CM	0 bis -450 mbar	60 l/min	930005170
Vac	Klemmschienenhalter 20-40	0 bis -450 mbar	60 l/min	930019392
Vac	Klemmschienenhalter 30-50	0 bis -450 mbar	60 l/min	930005171
Vac	DIN	0 bis -900 mbar	65 l/min	930005164
Vac	Medap G	0 bis -900 mbar	65 l/min	930005165
Vac	CM	0 bis -900 mbar	65 l/min	930005166
Vac	Klemmschienenhalter 20-40	0 bis -900 mbar	65 l/min	930019391
Vac	Klemmschienenhalter 30-50	0 bis -900 mbar	65 l/min	930005167

Empfehlung

Entnahmegereäte, welche an einer Schiene mittels Klemmschienenhalterung befestigt werden, sind in der Alltagsanwendung stabiler als Entnahmegereäte, welche per Steckachse in einer Wandbuchse befestigt sind.

Notwendiges Zubehör

Überlaufsicherung komplett – Eingang: M 12×1	930005184	1
Option: Flasche zu Überlaufsicherung, Polysulfon, sterilisierbar bis 134°C	930005185	2
Überwurfmutter M 12×1 mit Nippel	930014409	3
Kombihalter Vac mit 2×DIN-Kupplung	930021374	4
Kombihalter Vac mit 2×CM-Kupplung	930020891	4

Schlauchset: nur bei Ausführung Schiene notwendig

siehe Kapitel 5

