



MediEvac

Vakuumregler und Sicherheitsbehälter



Vakuumregler -950 mbar, Steckachse,
Wichtig: Sicherheitsbehälter, Bakterienfilter
und MediCollect sind einzeln zu bestellen!

- Auf einen Blick**
- Kompakt und leicht
 - Ergonomischer EIN/AUS-Schalter
 - Saugleistung einstellbar bis -950 mbar
 - Um 360° drehbares, leicht ablesbares Manometer

Technische Daten

Gasart:	VAC
Eingang:	Alle nationalen Standards in Stecker- und Schlauchversion
Ausgang:	G 1/2"-Aussengewinde (ohne Tülle)
Max. Eingangsdruck:	MediEvac 1000: 70 l/min ± 5 l/min bei -950 mbar MediEvac 600: 70 l/min ± 5 l/min bei -600 mbar MediEvac 250: 70 l/min ± 5 l/min bei -250 mbar
Manometer-Genauigkeit:	± 5 % des Skalenwertes
Betriebstemperatur:	-18 °C bis +50 °C
Regulatorischer Status:	erfüllt MDD 93/42/EWG, entspricht Medizinprodukt Klasse 2a und erfüllt EN ISO 10079-3
CE-Kennzeichnung:	CE 2460
Max. Lebensdauer:	10 Jahre ab Herstellerdatum
Öffnen des Sicherheitsventils:	Nur bei MediEvac+ 250-300 mbar (± 5 mbar) vorhanden
ON/OFF Funktion:	Einschalten: OFF Knopf (rot) drücken Eingeschaltet: grüner Knopf sichtbar
Gehäuse Material:	ABS
Abmessungen:	B×H×T: 63×265×120 mm
Gewicht:	Steckerversion: 320-350 g, Schienenversion: 400-500 g

Lieferprogramm

Gasart	Eingang	Vakuumleistung	Art	Material-Nr.
Vac	DIN	-250 mbar	Steckachse	930018940
Vac	Medap G	-250 mbar	Steckachse	930018949
Vac	CM	-250 mbar	Steckachse	930018946
Vac	NIST	-250 mbar	Schiene 25-35	930018945
Vac	NIST	-250 mbar	Schiene 50	930018951
Vac	DIN	-600 mbar	Steckachse	930018941
Vac	Medap G	-600 mbar	Steckachse	930018950
Vac	CM	-600 mbar	Steckachse	930018947
Vac	NIST	-600 mbar	Schiene 25-35	930018944
Vac	NIST	-600 mbar	Schiene 50	930018952
Vac	DIN	-950 mbar	Steckachse	930018939
Vac	Medap G	-950 mbar	Steckachse	930018942
Vac	CM	-950 mbar	Steckachse	930018948
Vac	NIST	-950 mbar	Schiene 25-35	930018943
Vac	NIST	-950 mbar	Schiene 50	930018953

Empfehlung

Entnahmegерäte, welche an einer Schiene mittels Klemmschienenhalterung befestigt werden, sind in der Alltagsanwendung stabiler als Entnahmegерäte, welche per Steckachse in einer Wandbuchse befestigt sind.

Notwendiges Zubehör

Sicherheitsbehälter mit Filter 100 ml	930018955	1
Option: Sicherheitsbehälter 100 ml	930018954	2
Bakterienfilter, 10 Stück	930018956	3
MediCollect, Flasche 2 Liter für Klemme oder Einschub	930019916	4
Tülle 1/2" für MediEvac (Eingang: 1/2", Ausgang: Tülle 6 mm)	930019065	5
Kombihalter Vac mit 2×DIN-Kupplung	930021374	6
Kombihalter Vac mit 2×CM-Kupplung	930020891	6
Schlauchset: nur bei Ausführung Schiene notwendig	siehe Kapitel 5	

