



O₂ COMFORT Flowmeter

Débitmètre avec mode à la demande et tube de mesure



Aperçu général

- Confort maximal pour le patient
- Fermeture automatique
- Meilleure observance thérapeutique
- Consommation d'oxygène optimale jusqu'à 5 l/min en mode à la demande
- Plug and Play
- Lien vers vidéo: scannez le code QR avec votre smartphone ou votre tablette



Caractéristiques techniques

Nature du gaz:	O ₂
Entrée:	Toutes les normes nationales en version enfichable et pour flexible
Sortie:	9/16" avec embout relié à une chaîne
Pression d'entrée:	4 à 5 bar
Précision de mesure:	Précision de mesure en mode continu: 0,5 à 5 ± 0,25 l/min, 5 à 15 ± 0,5 l/min Précision de mesure en mode confort (mode à la demande): ± 15 %
Niveaux de débit:	En continu jusqu'à 15 l/min. Flush Flow jusqu'à 24 l/min. Mode confort/mode à la demande, 5 niveaux: Niveau 1 = 0,260 l/min Niveau 2 = 0,420 l/min Niveau 3 = 0,560 l/min Niveau 4 = 0,700 l/min Niveau 5 = 0,860 l/min (Important pour le mode à la demande: régler le débit sur 5 l/min.)
Température de service:	+ 2 °C à 40 °C
Statut réglementaire:	93/42/EWG
Marquage CE:	0044 TÜV Nord Cert GmbH
Durée de vie max.:	8 ans

Gamme de livraison

Nature du gaz	Entrée	Débit	Sorties	Type	N° du matériel
O ₂	DIN	0 - 15 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930019932
O ₂	CM	0 - 15 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930019933

Accessoires nécessaires

Embout 9/16" avec chaîne	930020178	1
Option: Les bouteilles d'humidificateur ne sont nécessaires qu'en débit continu		
Dispositif d'humidification complet	930018969	2
Humidificateur à usage unique 325 ml	930005839	3
Humidificateur à usage unique 500 ml	930005838	4

