



MediFlow Ultra

Régulateur de débit à crans



Exécution simple O₂



Exécution double O₂

Aperçu général

- Débit précis grâce au détendeur intégré
- Compensation des variations de pression en entrée entre 2,8 et 8 bar
- Volant manuel innovant à centrage automatique pour un réglage simple et précis du débit
- Lecture frontale et latérale du débit
- Sortie du débit rotative sur 360°

Caractéristiques techniques

Nature du gaz:	O ₂ , Air	
Entrée:	Toutes les normes nationales en version enfichable et pour flexible	
Sortie:	9/16" avec embout	
Pression d'entrée:	2,8 à 8,0 bar	
Pression de sortie:	Max. 2,1 bar	
Niveaux de débit:	Standard	0-25 l/min
	Pédiatrie	0- 6 l/min
	Néonatalogie	0- 2 l/min
Température de service:	-20° à 60°C	
Température de stockage:	-30° à 60°C	
Statut réglementaire:	Conforme à MDD 93/42/CEE, classe 2a, EN10524-4 et EN 1789.2000	
Marquage CE:	CE 2460	
Durée de vie max.:	10 ans à partir de la date de fabrication	
Filtre :	Bronze fritté / filtre en tissu V2A	
Pièces extérieures en plastique:	Polyamide	
Joints toriques:	EPDM	
Boîtier:	Laiton nickelé	

Gamme de livraison

Nature du gaz	Entrée	Débit	Sorties	Type	N° du matériel
O ₂	DIN	0– 2 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930018732
O ₂	DIN	0– 6 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930018733
O ₂	DIN	0–25 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930022376
O ₂	DIN	0–50 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930021376
O ₂	Medap G	0– 2 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930022342
O ₂	Medap G	0– 6 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930022343
O ₂	Medap G	0–25 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930022383
O ₂	CM	0– 2 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930018742
O ₂	CM	0– 6 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930018743
O ₂	CM	0–25 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930022338
O ₂	NIST	0– 2 l/min	Exécution simple	Rail 25–35	930018746
O ₂	NIST	0– 2 l/min	Exécution simple	Rail 50	930018748
O ₂	NIST	0– 6 l/min	Exécution simple	Rail 25–35	930022344
O ₂	NIST	0– 6 l/min	Exécution simple	Rail 50	930018749
O ₂	NIST	0–25 l/min	Exécution simple	Rail 25–35	930022341
O ₂	NIST	0–25 l/min	Exécution simple	Rail 50	930022340
O ₂	NIST	0–25 l/min	Exécution double	Rail 25–35	930022365
O ₂	NIST	0–25 l/min	Exécution double	Rail 50	930022400
Air	DIN	0–25 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930022382
Air	Medap G	0–25 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930018734
Air	CM	0–25 l/min	Exécution simple	Axe enfichable	930022339
Air	NIST	0–25 l/min	Exécution simple	Rail 25–35	930018736
Air	NIST	0–25 l/min	Exécution simple	Rail 50	930018740
Air	NIST	0–25 l/min	Exécution double	Rail 25–35	930022401
Air	NIST	0–25 l/min	Exécution double	Rail 50	930022402

Recommandation

Les prises de gaz fixées sur un rail par fixation à serrage sont plus stables lors de l'utilisation quotidienne que les prises de gaz fixées à une prise murale par axe enfichable.

Accessoires nécessaires

Option: Équipement d'humidification complet	930018969	1
<i>ou</i>		
Option: Humidificateur à usage unique 325 ml	930005839	2
Humidificateur à usage unique 500 ml	930005838	3
Set de flexibles: Nécessaire seulement pour la version rail	voir chapitre 5	

