



MediEvac

Régulateur de vacuum avec réservoir de sécurité



Régulateur de vacuum -950 mbar, axe enfichable, Important : le réservoir de sécurité, le filtre antibactérien et le MediCollet sont à commander séparément.

- Aperçu général**
- Compact et léger
 - Interrupteur ON/OFF ergonomique
 - Puissance d'aspiration réglable jusqu'au -950 mbar
 - Manomètre rotatif à 360°, facile à lire

Caractéristiques techniques

Nature du gaz:	Vac
Entrée:	Toutes les normes nationales en version enfichable et pour flexible
Sortie:	Filetage extérieur G 1/2" sans embout
Pression d'entrée max.:	MediEvac 1000: 70 l/min ± 5 l/min à -950 mbar MediEvac 600: 70 l/min ± 5 l/min à -600 mbar MediEvac 250: 70 l/min ± 5 l/min à -250 mbar
Précision du manomètre:	± 5 % de la valeur barème
Température de service:	-18 °C à +50 °C
Statut réglementaire:	Est conforme à la directive 93/42/CEE, correspond à la classe 2a des dispositifs médicaux et est conforme à la norme EN ISO 10079-3
Marquage CE:	CE 2460
Durée de vie max.:	10 ans à partir de la date de fabrication
Ouverture de la vanne de sécurité:	Uniquement disponible avec MediEvac+ 250-300 mbar (± 5 mbar)
Fonction ON/OFF:	Allumer: Presser bouton OFF (rouge) Allumé: Bouton vert est visible
Matériau du boîtier:	ABS
Dimensions:	L × H × P: 63 × 265 × 120 mm
Poids:	Exécution axe enfichable: 320-350 g Exécution fixation au rail: 400-500 g

Gamme de livraison

Nature du gaz	Entrée	Force du vacuum	Type	N° du matériel
Vac	DIN	-250 mbar	Axe enfichable	930018940
Vac	Medap G	-250 mbar	Axe enfichable	930018949
Vac	CM	-250 mbar	Axe enfichable	930018946
Vac	NIST	-250 mbar	Rail 25-35	930018945
Vac	NIST	-250 mbar	Rail 50	930018951
Vac	DIN	-600 mbar	Axe enfichable	930018941
Vac	Medap G	-600 mbar	Axe enfichable	930018950
Vac	CM	-600 mbar	Axe enfichable	930018947
Vac	NIST	-600 mbar	Rail 25-35	930018944
Vac	NIST	-600 mbar	Rail 50	930018952
Vac	DIN	-950 mbar	Axe enfichable	930018939
Vac	Medap G	-950 mbar	Axe enfichable	930018942
Vac	CM	-950 mbar	Axe enfichable	930018948
Vac	NIST	-950 mbar	Rail 25-35	930018943
Vac	NIST	-950 mbar	Rail 50	930018953

Recommandation

Les prises de gaz fixées sur un rail par fixation à serrage sont plus stables lors de l'utilisation quotidienne que les prises de gaz fixées à une prise murale par axe enfichable.

Accessoires nécessaires

Réservoir de sécurité avec filtre 100 ml	930018955	1
Option: Réservoir de sécurité 100 ml	930018954	2
Filtre antibactérien, 10 pièces	930018956	3
MediCollect, bouteille à 2 litres pour l'axe enfichable ou pince	930019916	4
Embout 1/2" pour MediEvac (Entrée: 1/2", Sortie: Embout 6 mm)	930019065	5
Support combiné Vac avec 2× couplage DIN	930021374	6
Support combiné Vac avec 2× couplage CM	930020891	6
Set de flexibles: Nécessaire seulement pour la version rail	voir chapitre 5	

