



MediEject II

Evacuateur à aspiration



MediEject II Air NS-CP rail de serrage 25 mm + NIST

Aperçu général

- Crée le vide par le principe Venturi
- Utilisé pour l'aspiration du sang/sécrétion et des particules d'aliments dans la cavité buccale, la cavité nasopharyngienne et le système bronchique
- Durée de vie: 10 ans
- Sans maintenance
- Système à bouton unique pour la mise en marche et le contrôle du vacuum
- Silencieux
- Disponible en version enfichable ou flexible

Caractéristiques techniques

Nature du gaz:	O ₂ , Air
Entrée:	Toutes les normes nationales en version enfichable et pour flexible
Sortie:	Embout de tuyau 6 mm
Pression d'entrée:	4-5 bar
Consommation de gaz max. à l'entrée 4 bar:	25 lpm
Température de service:	+10/+40 °C
Effet d'aspiration:	-0,8 bar (-80 kPa)
Volume d'aspiration:	30 lpm
Statut réglementaire:	MDD 93/42/EWG-MDD 2007/47/EC, EN ISO 10079-3 - Aspiration équipement, EN 1789 - Normes pour ambulance, compatible avec l'IRM
Marquage CE:	CE 2460
Durée de vie:	10 ans à partir de la date de fabrication
Décibels si le couvercle est fermé/ouvert:	35/45 dB
Dimensions:	L×H×P: 70×150×52 mm
Poids:	550 g

Gamme de livraison

Nature du gaz	Entrée	Force du vacuum	Débit	Type de raccordement	N° du matériel
O ₂	NIST	-800 mbar	30 l/min	Rail 20-40	930022368
Air	CM	-800 mbar	30 l/min	Axe enfichable	930022366
Air	NIST	-800 mbar	30 l/min	Rail 20-40	930022367
Air	NIST	-800 mbar	30 l/min	Rail 50	930019184
O ₂ /Air	DIN	-800 mbar	30 l/min	Axe enfichable	930022404

Recommandation

Les prises de gaz fixées sur un rail par fixation à serrage sont plus stables lors de l'utilisation quotidienne que les prises de gaz fixées à une prise murale par axe enfichable.

Accessoires nécessaires

Option: MediCollect, bouteille à 2 litres pour l'axe enfichable ou rail	930019916	1
Set de flexibles: Nécessaire seulement pour la version rail	voir chapitre 5	

