

Elektrický stacionární vysokoprůtokový koncentrátor kyslíku DeVilbiss Compact 1025® **Kód SÚKL: 5008801**

Jeden z nejmenších a nejlehčích 10litrových modelů na trhu

S dědictvím kvality a spolehlivosti koncentrátoru KS 525 společnosti Drive DeVilbiss, koncentrátor kyslíku 1025 nabízí stejně spolehlivé výhody. Současně, je to jeden z nejmenších, kompaktních vysokoprůtokových koncentrátorů na trhu bez ztráty výhod. Je konstruován tak, aby poskytoval optimální dávky kyslíku pacientům s různými potřebami průtoku a těm, kdo potřebují více než 5 litrů kyslíku za minutu. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost i při delších servisních intervalech.

Čistý jednoduchý design

- Lehký a kompaktní, s hmotností jen 19 kilogramů
- Čelní štítek s jasně viditelnými LEDkami a snadno čitelnými piktogramy
- Digitální odečet provozních hodin – snadno čitelných nahoře na přístroji
- Integrovaná madla nahoře a bocích pro snadnou přepravu

Vysoký výkon

- Dodává kyslík o čistotě až do 96 % od 2 do 10 litrů za minutu
- OSD (Oxygen Sensing Device) čidlo trvale sledující koncentraci kyslíku
- Umožňuje snadné zabudování kompatibilního plnicího systému pomocí přídatného kyslíkového portu a kompatibilního Transfill vozíku (není součástí koncentrátoru, prodej samostatně)

Spolehlivé bezpečnostní vlastnosti

- Kyslíkový výstup se zabudovaným protipožárním adaptérem
- Testován po delší období při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti
- Alarmy nepotřebují baterii a indikují výpadek elektřiny, vysokou teplotu plynu, příliš vysoký tlak, příliš nízký či vysoký průtok, nízkou koncentraci kyslíku a potřebu servisního zásahu



Piktogramy a regulátor průtoku



LED obrazovka



Základní technické parametry DeVilbiss Compact 1025*:

Výstupní koncentrace O ₂	87 – 96 %
Výstupní průtok O ₂	2 - 10 litrů za minutu
Výstupní tlak:	20 ±1 psi (138 kPa ± 7 kPa)
Hmotnost přístroje	19 kg
Hlučnost	57 - 67 dBA
Spotřeba	664 W
Zdroj	230V/ 50Hz, 3,2A
Rozměry	62,2 x 34,2 x 30,4 cm
Alarmy (akustické a vizuální)	vysoký tlak, nízký/ vysoký průtok, nízká koncentrace O ₂ , vysoká teplota plynu, výpadek elektřiny

- Zdroj: Uživatelská příručka výrobce Drive DeVilbiss

Jak lze získat DeVilbiss Compact 1025®?

1. po splnění kritérií pro úhradu ZP na předpis lékařem, plicním specialistou, v lůžkovém plicním zařízení (SÚKL kód 5008801): úhrada denního pronájmu přístroje zdravotní pojišťovnou pouze v domácí péči – není hrazen po dobu jakékoli hospitalizace.
2. Samoplátecký pronájem – lékařem vyplněný formulář Objednávka pronájmu pro samoplátce zaslat na tomas.cmiral@linde.com
3. zakoupením – kontaktujte Linde Gas a.s., Domácí péče: ☎ 272 100 474



Linde Gas a.s., Linde Healthcare, Domácí péče, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
www.linde-gas.cz, Domácí péče, Kyslíková terapie