



Microdial – lavtflowsvælger. Produktbeskrivelse.



Produktbeskrivelse Microdial – lavtflowsvælger tilbyder en enkel og omkostningseffektiv måde til nøje overvågning af iltflowet til for tidligt fødte børn, som kræver ekstremt lav volumen ($< 0,1$ l/min) af ilt.

Microdial – lavtflowsvælger er konstrueret til at forestå iltforsyning i tolv forudindstillede trin. Flowvælgeren kan kobles til en iltflaske med lavt tryk eller til det central gassystem. Microdial – lavtflowsvælger har en mindre slangesokkel, der er udformet til at passe til f.eks. en iltbrille eller en forlængerslange. Den har også en indbygget trykregulator for at garantere et stabilt flow ved varierende indgangstryk.

Tekniske data

Microdial – lavtflowsvælger

Nominelt indgangstryk	4 bar
Indgangstryk	2,8 – 10 bar
Flowtrin (liter/minut)	Range A: 0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,12; 0,20; 0,30; 0,50; 0,75; 1,0; 3,0 Range E: 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 1,0
Nøjagtighed	
1) Varierende indgangstryk, trykområdet 2,8–10 bar	Mindre end 3 % (typisk 2 %) af indstillet værdi ved ±1 bar variation af normalt indgangstryk og mindre end 12 % variation af indstillet værdi.
2) Varierende modtryk	Mindre end 1 % af aflæst værdi op til 0,05 bar (50 cm H ₂ O) modtryk.
Temperaturområde for brug, transport og oplagring	–20 °C til +60 °C
Indgangsfilter	40 µm
Ekstrafilter	5 µm
Garanti	1 år
Serviceinterval	2 år
Standarder	Opfylder Medical Devices Directive 93/42/EG

Artikelnummer

Artikelnummer	Betegnelse
322665	Microdial – lavtflowsvælger, Range A, AGA, Barb
329140	Microdial – lavtflowsvælger, Range E, AGA, Barb
329109	Microdial – lavtflowsvælger DISS Conversion adapter (tilbehør for at kunne anvende flowvælgeren med befugterflaske)

Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt venligst Linde Healthcare customer service:
Tlf 70 104 103
healthcare.dk@linde.com

Du kan finde yderligere oplysninger om os og vores produkter og serviceydelser på www.linde-healthcare.dk.