



Microdial madalvooluregulaator. Toote kirjeldus.



Microdial madalvooluregulaator

Toote kirjeldus

Microdial madalvooluregulaator on lihtne ja kulutõhus viis reguleerida täpselt hapnikuvoolu enneaegsetele vastsündinutele, kes vajavad eriti väikeses koguses (< 0,1 l/min) hapnikku.

Microdial madalvooluregulaator võib hapnikku anda kaheteistkümnes eelmääratud seadistuses. Vooluregulaatorit saab ühendada madalsurve hapnikuballooniga või tsentraalse gaasisüsteemiga. Microdial madalvooluregulaatoril on väike voolikuotsak, mis sobib nt ninakanüüli või pikendusvoolikuga. Lisaks on sellel sisseehitatud rõhuregulaator, mis tagab stabiilse voolu erinevate sisendrõhkude puhul.

Tehnilised andmed

Microdial madalvooluregulaator

| | |
|--|---|
| Nominaalne sisendrõhk | 4 bar |
| Sisendrõhk | 2,8–10 bar |
| Voolusamm (l/min) | Vahemik A: 0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,12; 0,20; 0,30; 0,50; 0,75; 1,0; 3,0 Vahemik E: 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 1,0 |
| Täpsus | |
| 1) Erinevad sisendrõhud, survevahemik 2,8–10 bar | Alla 3% (reeglina 2 %) paigaldusväärtusest ning ±1 bar varieeruvus tavapärasest sisendrõhust ning alla 12% varieeruvus paigaldusväärtusest. |
| 2) Erinevad vasturõhud | Alla 1% mõõteväärtusest kuni 0,05 bar (50 cm H ₂ O) vasturõhk |
| Temperatuurivahemik kasutamisel, transpordil ja säilitamisel | -20°C kuni +60°C |
| Sisendfilter | 40 µm |
| Lisafilter | 5 µm |
| Garantii | 1 aastat |
| Hooldusintervall | 2 aastat |
| Standardid | Vastab meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ. |

Tootekoodid

| Tootekood | Nimetus |
|-----------|--|
| 322665 | Microdial madalvooluregulaator, vahemik A, AGA, Barb |
| 329140 | Microdial madalvooluregulaator, vahemik E, AGA, Barb |
| 329109 | Microdial madalvooluregulaator DISS üleminekuadapter (tarvik vooluregulaatori kasutamiseks koos niisutuspuudeliga) |

Lisateavet meist ja meie toodetest ja teenustest leiate aadressilt www.linde-healthcare.ee.