



Imunõud ja kateetriveritlarid. Toote kirjeldus.

Toote kirjeldus

Linde Healthcare turustab kaht tüüpi sekreetide kogumisnõusid. Üks kordvkasutatav ja teine ühekordselt kasutatav. Kordvkasutatav süsteem koosneb kaanega nõust, millel on sisseehitatud ülevoolukaitseklapp. Nõusid on kolmes suurus: 0,5, 1 ja 2 liitrit.

Tooted vastavad standardi EN ISO 10079-3 nõuetele.

Kateetriveritlareid kasutatakse kateetrite hoidmiseks. Kateetriveritlari saab kinnitada T-siiniga või paigutada seinale klambri ja T-siini kombinatsiooni abil.

Ringlussevõtt

Toode tuleb ringlusesse võtta vastavalt kohalikele määrustele.

Tootekoodid

Kordvkasutatav iminõu

Tootekood	Nimetus
-----------	---------

301577	Medicollect 0,5 l ilma siiniga
--------	--------------------------------

302522	Metallist hoidik imupudelile, 0,5 l
--------	-------------------------------------

Puhastamine: Kaant ja purke puhastatakse pesur-desinfikaatoris. Bakterifiltrit käideldakse eraldi.

Tootekood	Nimetus
-----------	---------

333856	Medicollect 1000 1 l, siiniga
--------	-------------------------------

333768	Medicollect 2000 2 l, siiniga
--------	-------------------------------

Puhastamine: Kaant ja purke puhastatakse pesur-desinfikaatoris. Bakterifiltrit käideldakse eraldi.

Kateetriveritlar

Tootekood	Nimetus
-----------	---------

333863	Kateetriveritlar, siiniga
--------	---------------------------

Puhastamine: Vutlarit puhastatakse pesur-desinfikaatoris.

Imunõude ja kateetriveritlarite lisatarvikud.

Tootekood	Nimetus
-----------	---------

	IVA/MSS ja IVA/UNI-seinasiin
--	------------------------------



308620	Klamber Fix T-siiniga	30×10 mm
301543	Klamber Universal	30×10 mm

Puhastamine: Pühkida pehme ebemevaba lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise pesuvahendiga.

Tootekood	Nimetus	EU siinidele
325042	Klamber EU ja Fix T-siinidega	25×10 mm

Puhastamine: Pühkida pehme ebemevaba lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise pesuvahendiga.

Tootekood	Nimetus
302563	Lihtsiinkinnitus seinale
302562	Kolmene siinkinnitus seinale

Puhastamine: Pühkida pehme ebemevaba lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise pesuvahendiga.

Tootekood	Nimetus
302549	Voolikuhoidik UNI/MSS-seinasiinidele

Puhastamine: Pühkida pehme ebemevaba lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise pesuvahendiga.

Tootekood	Nimetus
334026	Silikonvoolik 6/12 - 25 m
333861	Silikonvoolik 6/12 - 10 m
333860	Silikonvoolik 6/12 - 5 m

Tootekood	Nimetus
325075	Bakterifilter Medicollect, 10 tk

Lisateavet meist ja meie toodetest ja teenustest leiate aadressilt www.linde-healthcare.ee.