

Making our world more productive



Vapaamman  
liikkumisen  
vaihtoehdot  
happihoitoon.

Mobil utrustning för  
syrgasbehandling.

Linde: Living healthcare

# THEROX<sup>®</sup> – Happihoitolaitteet/ Utrustning för syrgasbehandling.

## THEROX Lux ja Liquid nestemäisen hapen säiliöt/ THEROX Lux och Liquid – behållare för flytande syrgas

Kotihappihoitoon kuuluu THEROX Lux tai Liquid kotisäiliö, jonka Oy Linde Gas Ab, Linde Healthcare toimittaa potilaan kotiin ja vaihtaa tarpeen mukaan täyteen säiliöön. Kotisäiliöstä voi annostella happea suoraan kotona (virtaukset 0–10 l/min THEROX Lux, 0–15 l/min THEROX Liquid). Kotisäiliöstä voidaan myös täyttää pienempi, kannettava nestehappisäiliö, joka mahdollistaa liikkumisen sekä asioinnin kodin ulkopuolella. Saatavilla on päältä (TF, top fill) ja sivusta (SF, side fill) täytettäviä malleja.

Till THEROX Lux/Liquid -utrustningen för flytande syrgas hör ett stationärt kärl som Linde Healthcare levererar hem till patienten samt byter ut regelbundet till ett nyfyllt kärl. Det går att använda syrgasen direkt från det stationära kärlet (flöde 0–10 l/min THEROX Lux, 0–15 l/min THEROX Liquid). För mobila patienter finns även bärbara behållare och då används det stationära kärlet även för påfyllning av dessa. Det finns två olika alternativ för bärbara behållare, såna som kan fyllas från toppen (TF, Top Fill) eller från sidan (SF, Side Fill).

## LIV<sup>®</sup>-pullot/LIV<sup>®</sup>-flaskor

LIV-pullo on heti käyttövalmis liitettyäsi siihen happiviikset tai happimaskin. Hapen annosteleminen on yksinkertaista selkeän virtaussäätimen ansiosta. Pullossa oleva helppolukuinen mittari sekä riittoisuustaulukko ja käyttöohje lisäävät käyttäjystävällisyyttä. LIV 2L-pullot toimitetaan kätevissä pullosalkuissa kaksi pulloa kerrallaan.

LIV-flaskan är alltid redo för användning och behöver ingen extra utrustning. Det är enkelt att dosera flödet av syrgas med flödesregulatorn. Den aktiva manometern visar hela tiden aktuellt tryck och en tydlig förbrukningstabell samt en kortinstruktion som sitter på flaskan ökar användarvänligheten. LIV 2L levereras i en behändig väska innehållande två flaskor.



Tuote/ Produkt	Paino täytenä Vikt, fylld [kg]
<b>Virtaus/Flöde→</b>	
 Kotisäiliö THEROX Liquid 30 L (TF/SF)	54,4
Kotisäiliö THEROX Lux 36 L (TF)	62,6
 THEROX Lux 0,3 L	1,6
<b>Virtaus/Flöde→</b>	
 THEROX Lux Marathon 0,85 L	2,5
 THEROX Liquid Spirit 0,3 L	1,95
 THEROX Liquid Spirit 0,6 L	2,5
 THEROX Liquid Hi Flow 1,25 L	3,6
LIV-pullot/ LIV-flaskor	<b>Virtaus/Flöde→</b>
 LIV CONOXIA <sup>®</sup> 2 L	3,8
LIV CONOXIA <sup>®</sup> 3 L	4,8
LIV CONOXIA <sup>®</sup> 5 L	7,7
LIV CONOXIA <sup>®</sup> 10 L	14,2
LIV CONOXIA <sup>®</sup> 15 L	19,8

Virtausväli/ Flödesintervall [l/min]	Kotisäiliöiden riittoisuus ilmoitettu päivinä-tunteina./Stationära kärles förbrukning redovisas i dagar-timmar. Kannettavien säiliöiden riittoisuus ilmoitettu tunteina-minuutteina./Bärbara behållares förbrukning i timmar:minuter. päävää-tuntia [p-t], tuntia: minuuttia [t:m]/dagar-timmar [p-t], timmar: minuter [t:m]									Tuotenumero/ Artikelnummer
	1 l/min	2 l/min	3 l/min	4 l/min	5 l/min	6 l/min	10 l/min	15 l/min	25 l/min	
0-15	18p-19t	8p-14t	6p-7t	4p-17t	3p-19t	3p-2t	1p-22t	1p-7t	-	118927
0-10	21p-17t	10p-22t	7p-5t	5p-10t	4p-7t	3p-14t	2p-5t	-	-	118928
1-4 (Sisäänheng.)	18:25	9:10	6:05	4:35	-	-	-	-	-	(TF) 119335
Jatkuva virtaus, l/min	0,12	0,25	0,50	0,75	-	-	-	-	-	
Matalat virtaukset/ Låga flöden [t:m]	21:55	17:50	12:00	7:40	-	-	-	-	-	
0-6 (Jatkuva virtaus)	12:05	6:05	4:00	3:00	2:25	2:00	-	-	-	(TF) 119312
0-4 (Sisäänheng.)	-	22:00	14:35	11:00	-	-	-	-	-	
2 (Jatkuva virtaus)	-	2:25	-	-	-	-	-	-	-	(SF) 119311
0-5 (Sisäänheng.)	-	8:00	5:25	4:00	3:10	-	-	-	-	
2 (Jatkuva virtaus)	-	4:50	-	-	-	-	-	-	-	(SF) 119340
0-5 (Sisäänheng.)	30:20	16:05	10:40	8:00	6:25	-	-	-	-	
0-15 (Jatkuva virtaus)	14:00	8:00	5:35	4:25	-	3:00	1:55	1:25	-	(TF) 119339 (SF) 119341
	1 l/min	2 l/min	3 l/min	4 l/min	5 l/min	6 l/min	10 l/min	15 l/min	25 l/min	
0-6	6:40	3:20	2:00	1:40	1:20	1:05	-	-	-	118919
0-25	10:00	5:00	3:20	2:30	2:00	1:40	1:00	0:40	0:25	118920
0-25	16:40	8:20	5:30	4:05	3:20	2:45	1:40	1:10	0:40	120294
0-25	33:20	16:40	11:00	8:20	6:40	5:33	3:20	2:10	1:20	117515
0-25	50:00	25:00	16:30	12:30	10:00	8:18	5:00	3:20	2:00	118921

Sisäänhengittäessä→Hengitystihyellä 20 hengitys minuutissa./Elektronisk gassparare→Beräknas för 20 andetag per minut.

(TF) = Top fill = päältä täytettävä

(SF) = Side fill = sivusta täytettävä

Taulukossa ilmoitettu käyttöaika voi vaihdella ±10 % lämpötilasta ja ilmanpaineesta riippuen./

Angiven terapid i tabellen kan variera med ±10 % beroende på temperatur och lufttryck.

# Ota yhteyttä.

Linde Healthcare kehittää jatkuvasti tuotteita ja palveluita sairaanhoidon tarpeisiin. Toimitamme lääkkeellisiä kaasuja ja laitteita sekä koulutamme niiden käsittelyyn ja käyttöön. Oy Linde Gas Ab, Linde Healthcare on osa Linde plc -konsernia ja toimimme yli 100 maassa. Lisätietoa tuotteistamme ja palveluistamme löytyy osoitteesta [www.linde-healthcare.fi](http://www.linde-healthcare.fi)

Asiakaspalvelumme palvelee arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00 maksuttomassa asiakaspalvelunumerossa.

Tilaukset: Puh. 0800 90008 (kotipotilaat)  
Sähköposti: [hctilaus.fi@linde.com](mailto:hctilaus.fi@linde.com)  
Faksi: 010 242 0593

Laskutus: Puh. 0800 95090  
Sähköposti: [hclaskutus.fi@linde.com](mailto:hclaskutus.fi@linde.com)