



Medieject II -imuejektorit. Tuotetiedote.



Tuotekuvaus

Laadukas MediEject II -imuejektori sopii kaikkiin käyttötilanteisiin. Hygieeninen yhden nupin muotoilu ja sisäänrakennettu mittari helpottavat laitteen puhtaanaapitoa. Työympäristön parantamiseksi imuejektori on kehitetty toimimaan matalalla melutasolla ja suunniteltu minimoimaan kaasun kulutusta. Jokapäiväistä käyttöä helpottavat selkeät kaasumerkinnät ja lisäksi laitteesta on helposti havaittavissa onko se kytketty päälle vai ei. Tuotteen muotoilu ja kestävä rakenne suojaavat sen kriittisiä toimintoja. Tuote on huoltovapaa sen koko 10 vuoden käyttöajan ajan.

Kierrätys

Tuote on kierrätettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Tekniset tiedot

Käyttökaasu

Sisääntulopaine

Suurin imuteho

Suurin kaasun kulutus

Imuteho

Melutaso

Ulostuloliitin

Kokonaisleveys

*Syvyys

Suurin korkeus

*Pelkkä imuejektori ilman liittimiä

Happi, läökk. ilma

4-5 bar

0,8 bar

25 l/m (sisääntulopaineen ollessa 4 baria)

25 l/m (sisääntulopaineen ollessa 4 baria)

35/45 dB

Letkuliitin, halkaisija 6 mm

70 mm

52 mm

150 mm

Tuotenumerot Imuejektori pikaliittimellä

Tuotenro	Kaasu	Liitin
335651	Happi / Lääkk. ilma	Suora

Imuejektori kiskokiinnityksellä. Kaikissa malleissa letkun pituus on 1,0 metriä

Tuotenro	Kaasu	Liitin
335662	Happi	Suora
335652	Happi	Kulma
335663	Lääkk. ilma	Suora
335661	Lääkk. ilma	Kulma

Imuejektori kiskopidikkeellä. Kaikissa malleissa letkun pituus on 1,0 metriä.

Tuotenro	Kaasu	Liitin
335655	Happi	Suora
335653	Happi	Kulma
335656	Lääkk. ilma	Suora
335654	Lääkk. ilma	Kulma

Oy Linde Gas Ab

Linde Healthcare, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo

Puh. 0800 90016, faksi 010 242 0593, www.linde-healthcare.fi