



## MediSelect®-pullopaineensäädin. Tuotetiedote.



**Tuotekuvaus** Lääkkeellisten kaasujen korkeapainesäätimien uusi sukupolvi mahdollistaa monenlaiset yhdistelmät tulo- ja lähtöliitäntöissä. Valittavana on lukuisia vaihtoehtoja kaikkiin lääkinällisiin sovelluksiin vastasyntyneiden hoidosta elvytykseen. Uudet korkeapainesäätimet on jaettu kahteen perusversioon: MediSelect® ja MediReg® (katso erillinen MediReg®-tuotetiedote).

### Ominaisuudet

- Säädin ja virtaussäädin
- Käännettävä painemittari (360°) takaa parhaan luettavuuden
- Virtauslukema voidaan lukea sekä edestä että sivulta
- Laajennettu virtausasteikko lisää käyttömahdollisuuksia. Virtaussäätimeen on lisätty 25 l/min ja 7 l/min vaihtoehdot
- 360° käännettävä letkuliitin mahdollistaa happiletkun joustavan suuntaamisen
- Ergonominen muotoilu ja korkealaatuinen nikkelöity pinta helpottavat käyttöä ja puhdistusta


### Tekniset tiedot

Tulo-/lähtöpaine	Enintään 200 bar / 4,5 bar (450 kPa)
Virtausalueet*	0-2 l/min (0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,5-2) 0-6 l/min (0-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6) 0-25 l/min (0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25)
Tulo-/lähtöliitäntä	Standardin mukainen / G3/8"
Materiaali	Pulloyhde, runko ja virtaussäädin: Mattanikkelöity messinki
Säätönuppi	Polyamidi
Mitat/paino	Halkaisija: 37 mm Pituus: 91 mm (ilman tulotiivistettä) Paino: 860 g
Standardit	Lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukainen, luokka IIb. Standardien EN ISO 10524-1 (Sairaalakaasujen kanssa käytettävät paineensäätimet ja EN 1789:2000 (Lääkinälliset ajoneuvot laitteineen. Ambulanssit) mukainen.

\* Virtaustasot lämpötilassa 23°C ja paineessa 101,3 kPa

## Hapen virtauskäyrä

P2 = 4,5 bar



## Tuotenumerot

Tuotenro	Nimike	P2	Kaasu	VS	Letkuliitin	Pika-liitin	Pulloyhde Pituus	Tulo-liitäntä
072 0101/ 321620	MediSelect®	4,5**	O <sub>2</sub>	0-25	Kyllä	Kyllä	W 21,8/55 mm	Neulaosoitin
072 0102/ 321400	MediSelect®	4,5**	O <sub>2</sub>	0-2	Kyllä	Ei	W 21,8/35 mm***	Käsimutteri
072 0103/ 321610	MediSelect®	4,5**	O <sub>2</sub>	0-6	Kyllä	Ei	W 21,8/35 mm***	Käsimutteri
072 0104/ 321401	MediSelect®	4,5**	O <sub>2</sub>	0-25	Kyllä	Ei	W 21,8/35 mm***	Käsimutteri
072 0106/ 321402	MediSelect®	4,5**	O <sub>2</sub>	0-25	Kyllä	Ei	W 21,8/55 mm	Käsimutteri

G3/8" = Suora 3/8" kierre

O<sub>2</sub> = Lääkkeellinen happi

P2 = Säätöpaine, lähtö

VS = Virtaussäätimen virtaustaso, litraa/minuutti

\*\* Standardin EN10524-1 mukainen

\*\*\* Lyhyt yhde, ei voida käyttää kostuttimen ja yli 10 litran kaasupullojen kanssa.

### Kulutustarvikkeet

Tuotenro	Nimike
942 0350/332021	O-renkas (EPDM) lääkkeellisen hapen ja ilman pulloliitäntään, 10 kpl (24.9.2010 jälkeen)
329538	O-renkas lääkkeellisen ilokaasun pulloliitäntään, 10 kpl
329534	O-renkas lääkkeellisen hiilidioksidin pulloliitäntään, 10 kpl

### Varaosat

Tuotenro	Nimike
325 196 758/301388	Letkuliitin 4-6 mm, G 3/8"

### Lisävarusteet

Tuotenro	Nimike
330386	MediWet-kostutuspullo, G 3/8"
302851	Adapteri G3/8", lähtö UNF 9/16" - muuntotyypisten kostuttimien liitäntään

## Oy Linde Gas Ab

Linde Healthcare, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo

Puh. 0800 90016, faksi 010 242 0593, www.linde-healthcare.fi