



## Imupurkit ja katetriiniipidikkeet. Tuotetiedote.

### Tuotekuvaus

Linde Healthcare myy kahdenlaisia eritteenkeräysastioita. Tarjolla on uudelleenkäytettävä ja kertakäyttöinen järjestelmä. Uudelleenkäytettävässä järjestelmässämme on kannellinen purkki, jossa on sisäinen ylivuotoventtiili. Säiliökokoja on kolme: 0,5 l, 1 l ja 2 l.

Kertakäyttöisessä nesteeneräysjärjestelmässä on tarjolla kaksi kokoa: 1 l ja 2 l. Purkkiin helposti asetettavassa pussissa on sisäinen ylivuototoiminto.

Tuotteet ovat standardin EN 150 10079-3 vaatimusten mukaisia.

Katetriiniipidikettä käytetään katetrien säilyttämiseen. Katetriiniipidike voidaan kiinnittää suoraan kiskopidikkeeseen.

### Kierrätys

Tuote on kierrätettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

### Tuotenumerot

#### Imupurkki, kertakäyttöinen järjestelmä



Tuotenro	Nimike
- /301577	Medicollect ilman pidkettä, 0,5 l
- / 302522	Metallipidike Medicollect-imupurkille, 0,5 l

Puhdistus: Purkit puhdistetaan pesu-/desinfiointilaitteessa.

#### Imupurkki, kertakäyttöinen järjestelmä



Tuotenro	Nimike
325 113 335/333862	Imupurkki pidikkeellä, 1 l
373 234 560/321350	Imupurkki pidikkeellä, 2 l

Puhdistus: Purkit puhdistetaan pesu-/desinfiointilaitteessa.



Tuotenro	Nimike
325 111 952/333769	Imupussi 1 l, pakkauskoko 20 kpl
373 234 559/325093	Imupussi 2 l, pakkauskoko 20 kpl

Hävittäminen: Paikallisten määräysten mukaan.



Tuotenro	Nimike
325 111 944/314663	Kansi imupurkkeihin 333862 ja 321350

Puhdistus: Kannot puhdistetaan pesu-/desinfiointilaitteessa.



#### Katetriiniipidike

Tuotenro	Nimike
- /333863	Katetriiniipidike kiskokiinnityksellä

Puhdistus: Katetriiniipidikkeet puhdistetaan pesu-/desinfiointilaitteessa.



## Imupurkkien ja katetriiniipidikkeiden lisävarusteet

Tuotenro	Nimike	IVA/MSS- ja IVA/UNI-seinäkiskoihin
326 001 299/308620	Kiskopidike Fix	30×10 mm
189 028 401/301543	Kiskopidike Universal	30×10 mm

Puhdistus: Kuivataan pehmeällä ja nukkaamattomalla pyyhkeellä, joka on kostutettu miedolla liuottimella.



Tuotenro	Nimike	EU-kiskoon
- /325042	Kiskopidike EU	25×10 mm

Puhdistus: Kuivataan pehmeällä ja nukkaamattomalla pyyhkeellä, joka on kostutettu miedolla liuottimella.



Tuotenro	Nimike
180 901 089/302563	Seinäpidike, yksi ura

Puhdistus: Kuivataan pehmeällä ja nukkaamattomalla pyyhkeellä, joka on kostutettu miedolla liuottimella.

## Seinäpidike



Tuotenro	Nimike
180 901 090/302562	Seinäpidike, kolme uraa

Puhdistus: Kuivataan pehmeällä ja nukkaamattomalla pyyhkeellä, joka on kostutettu miedolla liuottimella.



Tuotenro	Nimike
325 197 095/302549	Letkunpidike UNI/MSS-seinäkiskoon

Puhdistus: Kuivataan pehmeällä ja nukkaamattomalla pyyhkeellä, joka on kostutettu miedolla liuottimella.

Tuotenro	Nimike
- /334026	Silikoniletku 6/12, 25 m
325 112 643/333861	Silikoniletku 6/12, 10 m
325 112 642/ 333860	Silikoniletku 6/12, 5 m