

## THEROX Liquid dualfill. Enemmän vaihtoehtoja, helppo täyttää.

### THEROX Liquid dualfill kotisäiliö

- Helppokäyttöisestä kotisäiliöstä voidaan täyttää kaikki Linde Healthcaren kannettavat säiliöt, jolloin voidaan aina valita asiakkaalle sopivin kannettava säiliö.
- Kotisäiliöstä voi annostella hapen myös suoraan virtauksilla 1-15 l/min.

### THEROX Liquid sivusta täytettävät kannettavat säiliöt

- Sivusta täytettävät mallit ovat saatavissa 0,3 l ja 0,6 l tilavuuksilla. Niiden täyttäminen ei vaadi voimaa sillä säiliö lukitaan täyttöliittimeen eikä niitä tarvitse erikseen pitää paikallaan täytön aikana.
- Kevyttä säiliötä on mukava ja helppo kantaa. Säiliössä on sisäänrakennettu elektroninen hapensäästäjä, joka annostelee hapen sisäänhengityksen mukaisesti virtauksilla 1-5 litraa minuutissa. Jatkuvaksi virtaukseksi (CF) on mahdollisuus valita 2 l/min.
- Kannettavan laitteen kanssa voi käyttää tavallisia happiviiksiä.





## Tekniset tiedot

	THEROX Liquid dualfill	THEROX Liquid 0,3 l SF	THEROX Liquid 0,6 l SF
Tilavuus (neste)	30 litraa	0,33 litraa	0,68 litraa
Kaasumäärä	25 650 litraa	275 litraa	516 litraa
Paino (täysi)	54,4 kg	1,95 kg	2,5 kg
Paino (ilman kaasua)	20,4 kg	1,6 kg	1,86 kg
Mitat	Korkeus 750 mm/ Halkaisija 356 mm	Korkeus 223 mm / leveys 152 / syvyys 114 mm	Korkeus 292 mm/leveys 152/ syvyys 114mm
Käyttöpaine	1,4 bar	1,4 bar	1,4 bar
Normaali täyttöaika	-	1,5 minuuttia (lämmin)	3,0 minuuttia (lämmin)
Normaali höyrystyminen (kaasu)	502 l/vrk	378 l/vrk	378 l/vrk
Käyttöaika enintään*	Asetuksena 2 l/min: 8,6 vrk	Asetuksena 2 l/min: 7 tuntia	Asetuksena 2l/min: 14 tuntia
Tason ilmainen Virtausasetus l/min	Elektroninen ilmainen 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0	Elektroninen ilmainen 0 1 1,5 2 3 4 5 CF (CF = jatkuva virtaus 2 l/min)	Elektroninen ilmainen

\* Hengitysfrekvenssillä 20 hengenvetoa/minuutti