



LIV[®] Maxi 3 L CONOXIA[®] medicininis deguonis. Inovatyvi mobili dujų terapija.



Paprasciau ir saugiau

Mobili dujų terapija dar niekada nebuvo tokia paprasta. LIV (Linde Integrated Valve) – tai lankstus sprendimas mobiliai dujų terapijai su integruotu vožtuvu, reguliatoriumi, sparčiojo jungimo mova ir srauto reguliatoriumi, kuris padeda lengvai ir be rūpesčių prijungti prietaisą. Lengvi buteliai LIV Maxi 3 L yra pagaminti iš aliuminio su apsauginiu stiklo pluošto sluoksniu. Dėl mažesnio svorio LIV lengviau kelti, nešti ir tvarkyti. LIV Maxi 3 L dujų butelis, skirtas CONOXIA, sveria tik apie 4,7 kg, įskaitant dujas, ir telpa į HANDYPACK ir PACKBOX.

Aktyvus manometras

Aktyvus manometras visą laiką rodo esamą slėgį. Todėl visada matysite, kiek liko dujų, ir nereikės sukliuzdinti vožtuvo.

Naudojimo lentelė ir trumpa instrukcija

Ant LIV butelio yra nesudėtinga naudojimo lentelė, kurioje nurodoma, kiek liko dujų atsižvelgiant į nustatytą srautą ir esamą slėgį. Ant LIV butelio taip pat yra trumpa instrukcija, kurioje tiesiog trumpai nurodoma, kaip naudoti LIV butelį.

Priežiūra ir atsekamumas

„Linde Healthcare“ nuomoja produktus ir užtikrina, kad aptarnavimas ir priežiūra būtų atliekami laikantis galiojančių nurodymų. Produktas pažymėtas elektroniniu lustu ir etikete ant butelio, kurie užtikrina visišką jo atsekamumą.

Produktą sudaro

- integruotas daugiafunkcis vožtuvas su slėgio reguliatoriumi, aktyviu manometru, srauto reguliatoriumi ir sparčiojo jungimo mova su fiksatoriumi
- vožtuvo apsauga su dviem ergonomiškais nešimo rankenomis
- 3 l aliuminio butelis su apsauginiu stiklo pluošto sluoksniu
- prie lovos tvirtinamas laikiklis

Techniniai duomenys

Paruoštas produktas

Butelio talpa	3,0 l
Nominali talpa	600 l
Medžiaga	Aliuminio butelis / hoop wrap composite
Butelio skersmuo	apie 117 mm
Skersmuo su vožtuvu	apie 130 mm
Aukštis (su vožtuvu ir apsauginiu gaubtu su laikikliu, tvirtinamu prie lovos)	apie 550 mm ± 10 mm

Techniniai duomenys

Svoris su dujomis	apie 4,7 kg
Svoris be dujų	apie 3,9 kg
Vožtuvas	„LIV Maxiflow“
Didžiausias pildymo slėgis	200 barų
Išėjimo slėgis	4,5 baro
Garantuotas srautas iš sparčiojo jungimo movos	≥ 180 l per minutę, kai slėgis butelyje yra 50–200 barų
Momentinis srautas	>200 l per minutę
Naudojimo temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Laikymo ir (arba) transportavimo temperatūra	nuo -40°C iki +65°C
Naudotojo jungtys	žarnos jungtis (6 mm išorėje), srautą reguliuojanti sparčiojo jungimo mova pagal NORDIC SS 8752430
Srauto reguliavimas	0, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 l per minutę
Galiojantis standartas	EN ISO 10524-3
„Linde Healthcare“ prekės kodas	107 610
Standartas	Integruoti vožtuvai yra medicinos prietaisai, reglamentuojami Direktyva 93/42/EB

Kita Liekamojo slėgio vožtuvas, RPV (Residual Pressure Valve)
Butelio dugnas yra lygus

LIV® ir CONOXIA® yra Linde plc registruoti prekės ženklai

UAB Linde Gas
Linde Healthcare, Didlaukio g. 69, LT-08300 Vilnius
Tel. 8 5 278 7787, nemokama linija 8 800 23222
www.linde-healthcare.lt