



Sugbehållare och kateterkoger. Produktbeskrivning.

Produktbeskrivning

Linde Healthcare marknadsför två typer av uppsamlingskärl för sekret. Ett flergångs- och ett engångssystem.

Vårt flergångssystem består av behållare med lock och inbyggd överströmningsventil. Finns i två storlekar, 1 respektive 2 liter.

Engångssystemet för uppsamling av vätska finns också i två storlekar, 1 respektive 2 liter. Påsen som enkelt placeras i behållaren har en inbyggd överströmningsfunktion och kan fås med superabsorberare.

Produkterna överensstämmer med EN 150 10079-3.

Ett kateterkoger används för att förvara katetrar i. Kateterkoger kan fästas direkt i ett T-slitsfäste eller fästas på skena i kombination med en klove med T-slits.

Återvinning

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.



Sugbehållare flergångssystem

Art. Nr.	Benämning
302522	Hållare i metall för sugflaska 0,5 liter
301577	Medicollect 0,5 liter utan slits

Rengöring: Lock och burkar rengörs i spoldesinfektorn. Bakteriefilter hanteras och appliceras separat.



Art. Nr.	Benämning
341940	Medicollect 1000 1 liter med T-slits (GCE-BRAND)

Rengöring: Lock och burkar rengörs i spoldesinfektorn. Bakteriefilter hanteras och appliceras separat.



Art. Nr.	Benämning
341941	Medicollect 2000 2 liter med T-slits (GCE-BRAND)

Rengöring: Lock och burkar rengörs i spoldesinfektorn. Bakteriefilter hanteras och appliceras separat.



Sugbehållare engångssystem

Art. Nr.	Benämning
337961	Medijar 1000 1 liter med T-slits

Rengöring: Burkar rengörs i spoldesinfektorn.



Art. Nr.	Benämning
337960	Medijar 2000 2 liter med T-slits

Rengöring: Burkar rengörs i spoldesinfektorn.



Art. Nr.	Benämning
337962	MediBag 1000 engångspåse 1 liter

Deponering: Enligt lokala föreskrifter.

Art. Nr.	Benämning
337964	MediBag 1000 SA engångspåse 1 liter med superabsorberare

Deponering: Enligt lokala föreskrifter.



Art. Nr.	Benämning
338251	MediBag 2000 engångspåse 2 liter

Deponering: Enligt lokala föreskrifter.

Art. Nr.	Benämning
337963	MediBag 2000 SA engångspåse 2 liter med superabsorberare

Deponering: Enligt lokala föreskrifter.



Art. Nr.	Benämning
314663	MediLid lock till 337961 och 337960

Rengöring: Lock rengörs i spoldesinfektorn.



Kateterkoger

Art. Nr.	Benämning
333863	Kateterkoger med slits

Rengöring: Koger rengörs i spoldesinfektorn.



Tillbehör till sugbehållare och kateterkoger

Art. Nr.	Benämning	För väggskena IVA/MSS/UNI/EU
335820	Universal Klove fix med T-slits	30x10 & 25x10

Rengöring: Torkas med mjuk och luddfri duk fuktad med svagt lösningsmedel.



Art. Nr.	Benämning
302563	Enkelslitsfäste för vägg

Rengöring: Torkas med mjuk och luddfri duk fuktad med svagt lösningsmedel.



Art. Nr.	Benämning
302562	Treslitsfäste för vägg

Rengöring: Torkas med mjuk och luddfri duk fuktad med svagt lösningsmedel.



Art. Nr.	Benämning
302549	Slanghållare för UNI/MSS- väggskena

Rengöring: Torkas med mjuk och luddfri duk fuktad med svagt lösningsmedel.

Art. Nr.	Benämning
334026	Silikonslang 6/12 - 25 meter
333861	Silikonslang 6/12 - 10 meter
333860	Silikonslang 6/12 - 5 meter

Art. Nr.	Benämning
325075	Bakteriefilter till MediCollect 10 styck

Vänd dig till oss Linde Healthcare kundcenter
healthcare.se@linde.com
Telefon 08-731 18 00

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se