



MediFlow Ultra

Flowregler mit Rasterscheibe



Einfachversion O₂



Doppelversion O₂

- Auf einen Blick**
- Exakte Flow-Abgabe durch integrierten Druckminderer
 - Eingangsdriickschwankungen zwischen 2,8 und 8 bar werden ausgeglichen
 - Innovatives, selbst zentrierendes Handrad zur einfachen und präzisen Flow-Einstellung
 - Flow-Anzeige von vorne und von der Seite ablesbar
 - Um 360° schwenkbarer Flow-Ausgang

Technische Daten

Gasart:	O ₂ , Air	
Eingang:	Alle nationalen Standards in Stecker- und Schlauchversion	
Ausgang:	9/16" mit Tülle	
Eingangsdruck:	2,8 bis 8,0 bar	
Ausgangsdruck:	Max. 2,1 bar	
Flowstufen:	Standard	0–25 l/min
	Pädiatrie	0– 6 l/min
	Neonatologie	0– 2 l/min
Betriebstemperatur:	–20° bis 60°C	
Lagertemperatur:	–30° bis 60°C	
Regulatorischer Status:	Erfüllt MDD 93/42/EWG, Klasse 2a, EN 10524-4 und EN 1789.2000	
CE-Kennzeichnung:	CE 2460	
Max. Lebensdauer	10 Jahre ab Herstellerdatum	
Filter:	Sinterbronze/Gewebefilter V2A	
Äussere Kunststoffteile:	Polyamid	
O-Ringe:	EPDM	
Gehäuse:	Messing vernickelt	

Lieferprogramm

Gasart	Eingang	Flow	Ausgänge	Art	Material-Nr.
O ₂	DIN	0– 2 l/min	Einfachversion	Steckachse	930018732
O ₂	DIN	0– 6 l/min	Einfachversion	Steckachse	930018733
O ₂	DIN	0–25 l/min	Einfachversion	Steckachse	930022376
O ₂	DIN	0–50 l/min	Einfachversion	Steckachse	930021376
O ₂	Medap G	0– 2 l/min	Einfachversion	Steckachse	930022342
O ₂	Medap G	0– 6 l/min	Einfachversion	Steckachse	930022343
O ₂	Medap G	0–25 l/min	Einfachversion	Steckachse	930022383
O ₂	CM	0– 2 l/min	Einfachversion	Steckachse	930018742
O ₂	CM	0– 6 l/min	Einfachversion	Steckachse	930018743
O ₂	CM	0–25 l/min	Einfachversion	Steckachse	930022338
O ₂	NIST	0– 2 l/min	Einfachversion	Schiene 25–35	930018746
O ₂	NIST	0– 2 l/min	Einfachversion	Schiene 50	930018748
O ₂	NIST	0– 6 l/min	Einfachversion	Schiene 25–35	930022344
O ₂	NIST	0– 6 l/min	Einfachversion	Schiene 50	930018749
O ₂	NIST	0–25 l/min	Einfachversion	Schiene 25–35	930022341
O ₂	NIST	0–25 l/min	Einfachversion	Schiene 50	930022340
O ₂	NIST	0–25 l/min	Doppelversion	Schiene 25–35	930022365
O ₂	NIST	0–25 l/min	Doppelversion	Schiene 50	930022400
Air	DIN	0–25 l/min	Einfachversion	Steckachse	930022382
Air	Medap G	0–25 l/min	Einfachversion	Steckachse	930018734
Air	CM	0–25 l/min	Einfachversion	Steckachse	930022339
Air	NIST	0–25 l/min	Einfachversion	Schiene 25–35	930018736
Air	NIST	0–25 l/min	Einfachversion	Schiene 50	930018740
Air	NIST	0–25 l/min	Doppelversion	Schiene 25–35	930022401
Air	NIST	0–25 l/min	Doppelversion	Schiene 50	930022402

Empfehlung

Entnahmegерäte, welche an einer Schiene mittels Klemmschienenhalterung befestigt werden, sind in der Alltagsanwendung stabiler als Entnahmegерäte, welche per Steckachse in einer Wandbuchse befestigt sind.

Notwendiges Zubehör

Option: Anfeuchteeinrichtung komplett	930018969	1
<i>oder</i>		
Option: Einweganfeuchter 325 ml	930005839	2
Einweganfeuchter 500 ml	930005838	3
Schlauchset: nur bei Ausführung Schiene notwendig	siehe Kapitel 5	

