



Regulator MediReg®. Produktbeskrivelse.



Produktbeskrivelse


Den nye generation af højtryksregulatorer for medicinske gasser har omfattende kombinationsmuligheder for indgangs- og afgangstilslutninger. Den tilbyder adskillige valgmuligheder ved alle medicinske anvendelser, fra neonatal pleje til resuscitation: De nye højtryksregulatorer findes i to grundudgaver, MediReg® og MediSelect® (se separat produktdatablad for MediSelect®).

Egenskaber

- Regulator med trykafgang
- Roterbart manometer 360° – til bedst mulige læsbarhed
- Ergonomisk og moderne design
- Forniklet overflade, der er let at rengøre
- Solid, brugervenlig og let
- Pladsbesparende manometer

Tekniske data

Indgangs-/afgangstryk	Op til 200 bar / 4,5 bar (450 kPa)
Indgangs-/afgangstilslutning	Iht. standard / G3/8
Materiale	Indgangstætningsstykke, regulatorhus og flowregulering: Matforniklet messing
Kontrolhjul	Polyamid
Dimensioner/vægt	Diameter: 37 mm Længde: 91 mm (uden indgangstætningsstykke) Vægt: Ca. 420 g
Standarder	Opfylder Medical Devices Directive 93/42/EEC Class IIb Opfylder standard EN 10524-1 (Pressure regulators for use with medical gases) and EN 1789:2000 (Medical vehicles and their equipment – Road ambulances).

Flowkurve for oxygen
P2 = 4,5 bar

Artikelnummer

Art. nr.	Betegnelse	P2	Gas	FLM	Slange-nippel	Lyn-kobling	Indgangstætnings-stykke Længde	Indgangs-tilslutning
321405	MediReg® II	4,5**	O ₂ +N ₂ O	Nej	Nej	Ja, SS	Pinindeks	Pinindeks
321403	MediReg® II	4,5**	O ₂	Nej	Nej	Ja, SS	W 21,8/35 mm***	Håndmøtrik
321615****	MediReg® II	4,5**	O ₂	0-15	Ja	Nej	W 21,8/35 mm***	Håndmøtrik
321616	MediReg® II	4,5**	N ₂ O	Nej	Nej	Ja, SS	G 3/8/45 mm	Håndmøtrik
321404	MediReg® II	4,5**	Luft	Nej	Nej	Ja, SS	G 5/8/55 mm	Håndmøtrik
321617	MediReg® II	4,5**	CO ₂	Nej	Nej	Ja, SS	530 × 27 × 60,5 mm	Håndmøtrik
322943	MediReg® II DIN	4,5**	O ₂	Nej	Nej	Ja, DIN	W 21,8/35 mm***	Håndmøtrik

G3/8 = lige 3/8"-gevind

P2 = reguleret tryk, afgang

FLM = flowmåler i liter pr. minut

O₂ = medicinsk oxygenN₂O = medicinsk lattergasCO₂ = medicinsk kuldioxidO₂+N₂O = MEDIMIX®

SS = svensk standard lynkobling

DIN = tysk standard lynkobling

** Iht. standard EN10524-1

*** Kort tætningsstykke, kan ikke anvendes med befugter og gasflasker større end 10 liter.

**** Regulator med flowmåler

Forbrugsartikler

Art. nr.	Betegnelse
329533	O-ring EPDM til indgangstilslutning medicinsk oxygen og luft, før 2010-09-24, 10 stk.
332021	O-ring EPDM til indgangstilslutning medicinsk oxygen og luft, efter 24-09-2010, 10 stk.
329538	O-ring til indgangstilslutning medicinsk lattergas, 10 stk.
329534	O-ring til indgangstilslutning medicinsk kuldioxid, 10 stk.
329536	Pakning til 1 pinindeks indgang, alle gasser, 10 stk.

Reserve dele

Art. nr.	Betegnelse
301388	Slangetilslutning 4-6 mm, G 3/8

Tilbehør

Art. nr.	Betegnelse
330386	Befugter MediWet, G 3/8
302851	Indgangsnippel G3/8, afgang UNF 9/16" - til tilslutning af andre typer befugtere

Linde Healthcare

Linde Gas AS | Lautruphøj 2-6 | 2750 Ballerup

Telefon 70 104 103 | Fax 70 104 102 | www.linde-healthcare.dk