



Tuotekuvaus Happihoidossa käytettävä kostutuspullo lisää potilaalle annettavan lääkkeellisen hapen suhteellista kosteutta. Lääkkeellisen hapen normaali kosteuspitoisuus ei ole riittävä, jotta se olisi fysiologisesti siedettävää. Säiliö on valmistettu polykarbonaatista, kansi ja tulosovitin polypropeenista sekä tuloliitäntä polypropeenista ja nikkelöidystä messingistä. Happihoidossa käytettävä kostutin voidaan steriloida autoklaavissa, 121 °C (15 min).

Tekniset tiedot	Sisätilavuus	200 ml
	Korkeus	190 ml
	Halkaisija	57 mm
	Leveys tulosovittimen kanssa	67 mm
	Paino	70 g

Tuotenumerot	Tuotenumero	Tuloliitäntä	Lähtöliitäntä
	330385	9/16 UNF	Ø 5 - 9
	330386	G3/8"	Ø 5 - 9
	330387	Pikaliitin MC315	Ø 5 - 9

Varaosat	Tuotenumero	Kuvaus
	330976	Silikoniletku, 10 kpl
	330973	Silikoniletku + suodatin, 10 kpl
	330484	Suodatin, 10 kpl
	330970	Tiiviste, 10 kpl (kannen alla)
	331970	O-rengas, tulo G3/8", 10 kpl
	331971	O-rengas, tulo 9/16" UNF, 10 kpl

Kierrätys Tuote on kierrätettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

