



Simplex MMR -kaasukeskus. Tuotetiedote.



Tuotekuvaus Simplex MMR -kaasukeskus soveltuu sairaanhoitoympäristöihin, joissa kapasiteettitarve on rajallinen. Esimerkkejä tällaisista ympäristöistä ovat laboratoriot ja pienet hoito-osastot.

Kaasukeskuksen kuuluu vain yksi pulloryhmä. Säädin on asennettu kokoojaputkeen. Jokaisessa tuloliitännässä on suodatin, takaiskuventtiili ja sulkuventtiili. Tämä mahdollistaa yhden pullon käytön kerrallaan. Kaasukeskuksessa on esiasetettu kaksiporrassäädin, joka takaa tasaisen jakelupaineen. Säätimen korkeapainepuolella on kontaktipainemittari, jonka signaali voidaan välittää hälytysyksikköön.

Tekniset tiedot

Kapasiteetti 5 bar työpaineessa	Lääkkeellinen happi: 30 m ³ /h Lääkkeellinen ilokaasu: 27 m ³ /h Lääkkeellinen ilma: 30 m ³ /h
Suurin tulopaine	220 bar
Suurin jakelupaine	8 bar
Mitat (leveys, korkeus, syvyys)	530 × 340 × 180 mm

Erittely

Simplex MMR -kaasukeskus, pois lukien kaasupullot, sisältää seuraavat:

- MMR-kaksiporrassäädin
- Kontaktipainemittari; 0–30 000 kPa (0–300 bar)
- Korkeapainemoduuli, jossa suodattimet, sulkuventtiilit ja takaiskuventtiilit
- Turvavaijerilla varustetut korkeapaineletkut
- Kaasupullojen kiinnikkeet
- Poistosarja
- Kiinteä avain ja kyltit
- Lähtöpaineen varoventtiili

Kierrätys

Tuote on kierrätettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Tuotenumerot	Tuotenro	Nimike
	325 396 901/307401	Simplex MMR, lääkkeellinen happi, 2 pulloa