



## THEROX Liquid. Kannettava säiliö nestemäiselle hapelle 1,2 l.



### Tuotteen kuvaus

THEROX Liquid 1,2 l on nestemäiselle hapelle tarkoitettu kevyt kannettava säiliö, jota on mukava ja helppo kantaa. Sen täyttäminen ja sisällön seuraaminen on helppoa. Liquid 1,2 on hyvä vaihtoehto, kun potilas ei voi käyttää hapensäästäjällä varustettua laitetta. Kannettavan laitteen kanssa voi käyttää tavallisia aikuisten/lasten happiviiksejä.

### Tuotteen huolto

Reseptillä määrätynä ja lääkkeellisen hapen kotisäiliön kanssa yhdessä käytettynä laitteen vuokra on SV-peruskorvattava. Linde Healthcare vuokraa tuotteen ja varmistaa, että sen huolto ja ylläpito suoritetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotteet on yksilönumeroitu ja siten voidaan taata niiden täysi jäljitettävyys.

## Tekniset tiedot

Tilavuus (neste)	1,2 litraa
Kaasumäärä	1 026 litraa
Paino (täytenä)	3,6 kg
Paino (ilman kaasua)	2,27 kg
Mitat	Korkeus 343 mm/halkaisija 165 mm (ovaali)
Normaali täyttöaika	2 minuuttia (lämmin)
Käyttöpaine	1,4 bar
Normaali haihtuminen (kaasu)	378 l/vrk
Käyttöaika enintään	Asetuksena 2 l/min: 8 tuntia riippumatta hengitysfrekvenssistä
Määrämittari	Elektroninen
Virtalähde (määrämittari)	Alkaliparistot, tyyppi 6LR 61
MDD-luokitus	93/42/EY, lisäys 2007/47/EY, liite II



THEROX Liquid 1,2 l kannettava säiliö täytetään THEROX nestemäisen hapen kotisäiliöstä.

Täyttö tapahtuu kytkemällä kannettava säiliö kotisäiliöön.