



Gasflaskkärror. Kärror för transport av medicinska gasflaskor.



Gasflaskkärra LIV® Maxi 3 L



Gasflaskkärra MINI



Gasflaskkärra I



Gasflaskkärra II

Produktbeskrivning

Gasflaskkärorna är tillverkade i förkromat stål och anpassade för medicinska gasflaskor. Gasflaskkärorna har en mycket stabil och säker konstruktion och är försedda med stora hjul vilket underlättar vid passage över ojämnheter.

Teknisk data

Gasflaskkärra för 1 gasflaska LIV® Maxi 3 L

Höjd 910 mm
Bredd 325 mm
Djup 270 mm (exkl. bygel)

Gasflaskkärra MINI för 1 gasflaska 2,5 eller 5 liter

Tillbehör: 1 st bygel för 2,5 L gasflaska eller 5 L gasflaska

Höjd 910 mm
Bredd 325 mm
Djup 270 mm (exkl. bygel)

Gasflaskkärra I för 1 gasflaska 10 eller 20 liter

Tillbehör: 1 st bygel för 10 L gasflaska eller 20 L gasflaska

Höjd 935 mm
Bredd 426 mm
Djup 352mm (exkl. bygel)

Gasflaskkärra II för 3 gasflaskor, 10 liter eller 2 gasflaskor, 20 liter

Tillbehör: 3 st byglar för 10 L gasflaskor eller 2 st byglar för 20 L gasflaskor

Höjd 935 mm
Bredd 710 mm
Djup 352 mm (exkl. bygel)

Artikelnummer

Artikelnummer	Benämning
320606	Gasflaskkärra för 1 gasflaska LIV® Maxi 3 L
309030	Gasflaskkärra MINI för 1 gasflaska 2,5 eller 5 liter
308570	Gasflaskkärra I för 1 gasflaska 10 eller 20 liter
301540	Gasflaskkärra II för 3 gasflaskor 10 liter eller 2 gasflaskor 20 liter

Tillbehör

Artikelnummer	Benämning
309031	Bygel för gasflaska, 2,5 liter
301551	Bygel för gasflaskor, 5 liter och 10 liter
301552	Bygel för gasflaska, 20 liter

Kundcenter

För beställningar eller mer information om oss, våra produkter och tjänster kontakta

Linde Healthcare kundcenter:

Telefon 08-731 18 00

healthcare.se@linde.com

Linde Gas AB

Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna

Tel +46 8 731 10 00, www.linde-gas.se